



✓ Wskazania

- » Niedożywienie / jadłowstręt / odwodnienie W trakcie i po
- » chorobie / rekonwalescencja po operacji
- » Przejście na pokarm stały / nietolerancja pokarmu stałego
- » Dodatkowe spożycie energii w okresie ciąży i laktacji

✗ Przeciwwskazania

- » Zapalenie trzustki



● Dodatkowe informacje

- » Zawiera aminokwasy (glutaminę i argininę) stymulujące układ odpornościowy.
- » Prebiotyk dla zdrowej flory.
- » Drożdże i cynk dla lepszego gojenia się ran.
- » Kwasy tłuszczowe omega 3 i 6 działają przeciwzapalnie.



Powrót do zdrowia

Odpowiedni w okresie rekonwalescencji po operacji, w trakcie i po chorobie lub niedożywieniu.



Nawodnienie

Ze względu na dużą zawartość wilgoci podczas karmienia następuje ponowne nawodnienie.



Karmienie strzykawką

Jest wystarczająco gładki do karmienia strzykawką/zgłębnikiem.

📌 Porady dotyczące aplikacji

Recovery Liquid jest gotowy do użycia po dokładnym wstrząśnięciu. Dzienną porcję należy podzielić na kilka posiłków dziennie. Zużyć w ciągu 24 godzin po otwarciu i schłodzić lub zamrozić niewykorzystaną porcję. Podawaj najlepiej w temperaturze pokojowej, aby uzyskać maksymalną smakowitość. TROVET Recovery Liquid może być podawany przez strzykawkę lub sondę, jeśli nie ma apetytu lub jest słaby.

Średnia analiza (na kilogram)

	Mokry
Białko	5,0%
Zawartość tłuszczu	5,0%
Materia nieorganiczna	1,6%
Włókno surowe	0,3%
Wilgoć	87,0%
Węglowodany	1,1%
Witamina D3	194 j.m
Witamina E	19 mg
Wapń	0,07%
Fosfor	0,12%
Sód	0,13%
Potas	0,36%
Aminokwasy rozgałęzione	7 300 mg
glutamina	6 300 mg
Arginina	2 400 mg
Kwasy tłuszczowe omega-3	0,29%
Kwasy tłuszczowe Omega 6	0,87%
Tauryna	300 mg
Energia (ME)	2,9 MJ
	694 kcal

Składniki

Mokry: kurczak, minerały, olej rybny, serwatka w proszku, jajko (w proszku), odtłuszczone mleko w proszku, fruktooligosacharydy (FOS), drożdże, rozmaryn.

Zalecenia żywieniowe (gramy/mililitry dziennie)

Masa ciała (kg)	1	2	3	4	5	6
Wilgotność (g/ml) min.	100	170	230	285	335	385

Zalecenia żywieniowe oparte są na spoczynkowym zapotrzebowaniu na energię (RER) x 1,0 dla pacjentów w stanie krytycznym.



✓ Wskazania

- » Niedożywienie / jadłowstręt / odwodnienie W trakcie i po
- » chorobie / rekonwalescencja po operacji
- » Przejście na pokarm stały / nietolerancja pokarmu stałego
- » Dodatkowe spożycie energii w okresie ciąży i laktacji

✗ Przeciwwskazania

- » Ostre zapalenie trzustki



+ Dodatkowe informacje

- » Zawiera aminokwasy (glutaminę i argininę) stymulujące układ odpornościowy.
- » Prebiotyk dla zdrowej flory.
- » Drożdże i cynk dla lepszego gojenia się ran.
- » Kwasy tłuszczowe omega 3 i 6 działają przeciwzapalnie.



Odpowiedni w okresie rekonwalescencji po operacji, w trakcie i po chorobie lub niedożywieniu.



Ze względu na dużą zawartość wilgoci podczas karmienia następuje ponowne nawodnienie.



Jest wystarczająco gładki do karmienia strzykawką/zgłębnikiem.

Porady dotyczące aplikacji

Recovery Liquid jest gotowy do użycia po dokładnym wstrząśnięciu. Dzienną porcję należy podzielić na kilka posiłków dziennie. Zużyć w ciągu 24 godzin po otwarciu i schłodzić lub zamrozić niewykorzystaną porcję. Podawaj najlepiej w temperaturze pokojowej, aby uzyskać maksymalną smakowitość. TROVET Recovery Liquid może być podawany przez strzykawkę lub sondę, jeśli nie ma apetytu lub jest słaby.

Średnia analiza (na kilogram)

	Mokry
Białko	5,0%
Zawartość tłuszczu	5,0%
Materia nieorganiczna	1,6%
Włókno surowe	0,3%
Wilgoć	87,0%
Węglowodany	1,1%
Witamina D3	194 j.m
Witamina E	19 mg
Wapń	0,07%
Fosfor	0,12%
Sód	0,13%
Potas	0,36%
Aminokwasy rozgałęzione	7 300 mg
glutamina	6 300 mg
Arginina	2 400 mg
Kwasy tłuszczowe omega-3	0,29%
Kwasy tłuszczowe Omega 6	0,87%
Tauryna	300 mg
Energia (ME)	2,9 MJ
	694 kcal

Składniki

Mokry: kurczak, minerały, olej rybny, serwatka w proszku, jajko (w proszku), odtłuszczone mleko w proszku, fruktooligosacharydy (FOS), drożdże, rozmaryn.

Zalecenia żywieniowe (gramy/mililitry dziennie)

Masa ciała (kg)	5	10	20	30	40	50	60
Wilgotność (g/ml) min.	335	565	955	1290	1605	1895	2175

Zalecenia żywieniowe oparte są na spoczynkowym zapotrzebowaniu na energię (RER) x 1,0 dla pacjentów w stanie krytycznym.